

# Unitrode easyClean



High-performance pH-Sensor mit Diaphragma-  
reinigung per K(n)opfdruck

**NEU:** Der bewährte Allrounder mit Pt1000-  
Temperaturfühler jetzt auch mit easyClean  
Diaphragma – eine saubere Sache!



## Die Vorteile auf einen Blick

- Universell einsetzbar auch in schwierigen Proben
- Hohe Temperaturbeständigkeit und sehr geringer Alkalifehler
- Einfache, kontaktfreie Reinigung des Diaphragmas
- Geringere Eintauchtiefe durch Optimierung der Membranform
- Inklusive Pt1000-Temperaturfühler
- Optional: Elektrolyt Idrolyte für Temperaturen von 80–100 °C
- Für Titrino plus, Ti-Touch und Titrande

### Bestellinformation

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 6.0260.010 | Unitrode easyClean, 1.2 m Fixkabel, Stecker F + 1 x 2 mm |
| 6.0260.020 | Unitrode easyClean, 2 m Fixkabel, Stecker F + 1 x 2 mm   |
| 6.2308.040 | Idrolyte, 250 mL                                         |
| 6.2308.020 | Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)                          |
| 6.2323.000 | Aufbewahrungslösung                                      |
| 6.2325.000 | pHit kit                                                 |



[www.metrohm.com](http://www.metrohm.com)

 **Metrohm**