

Glassy Carbon Electrode Tip



Excelente resistencia a los productos químicos por ser exclusivamente de vidrio y carbón vítreo




Características destacables


- Excelente resistencia a los productos químicos por ser exclusivamente de vidrio y carbón vítreo
- Puede usarse también en lejías, disolventes y ácidos agresivos
- Larga vida
- Mediciones muy constantes y de gran reproducibilidad
- Rápido acondicionamiento
- Ideal para trabajar en conformidad con GLP gracias a su número de serie y su certificado de calidad individual
- Corriente de base muy baja
- Se puede combinar con todos los accionamientos de RDE con rosca M3
- Apto para todos los stands de VA de Metrohm

Aplicaciones

1. Determinaciones de cadmio y plomo en un electrodo de película de mercurio



2. Experimentos en las áreas de investigación y desarrollo con voltametría cíclica



Características técnicas

Material del electrodo	carbón vítreo (GC)
Diámetro de la zona activa	2.0 mm $\pm$ 0.1 mm
Material de la espiga	vidrio
Diámetro de la espiga	8.0 mm
Longitud de la espiga	52.5 mm
Rosca	M3
Rango de temperaturas	0 - 50 °C

Referencias para pedidos

6.1204.600 Punta de electrodo de carbón vítreo, espiga de vidrio

Se puede usar con

- 6.1204.210 Accionamiento de electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio resistente a la corrosión
- 6.1204.220 Accionamiento de electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio resistente a la corrosión y contacto de mercurio

www.metrohm.com

