

Titulación aún más simple con electrodos Titrode



Electrodos metálicos exentos de mantenimiento para
titulación redox y con precipitación



Los Tritode de Metrohm combinan dos electrodos de medida en un mismo juego de electrodos de barra. Uno se emplea como electrodo de referencia y el otro, como electrodo indicador.

Usted elige:

Para titulaciones ácido/base (soluciones acuosas o no acuosas), el electrodo de vidrio es su electrodo de medida.

Para las titulaciones con precipitación (argentometría) y titulaciones redox, su electrodo indicador es el electrodo de metal precioso (Ag, Pt o Au).

Problemas resueltos

Por no haber diafragma, tampoco hay problemas de diafragma. Y, además, usted evita todas dificultades causadas comúnmente por los sistemas de referencia convencionales:

- no se produce precipitación en la solución de electrolito
- no «seized» ground-glass joint
- no hay dudas acerca de qué electrolito agregar

Los electrodos Titrode se conservan simplemente en agua destilada.

En breve

Los Titrode se utilizan en todo tipo de titulaciones potenciométricas.

Información para los pedidos

6.0430.100	Ag Titrode
6.0430.100S	Ag Titrode, con recubrimiento de Ag ₂ S
6.0431.100	Pt Titrode
6.0433.110	Micro Ag Titrode
6.0434.110	Micro Pt Titrode
6.0435.110	Micro Au Titrode
6.0470.300	iAg Titrode
6.0470.300S	iAgTitrode, con recubrimiento de Ag ₂ S
6.0431.300	iPt Titrode

Accesorios opcionales

6.2104.020	Cable de electrodo, conector F, 1 m
2.854.0010	iConnect (para la conexión de iTrodes)



www.metrohm.com

 **Metrohm**