

Na,
neu im
Team?

YEP!



OMNIS MEETS CUBIS® II

NAHTLOSE INTEGRATION DER SARTORIUS LABORWAAGE



OMNIS IST JETZT AUCH: EINE ANALYSENWAAGE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Durch eine auf der Waage implementierte Erweiterung (QApp) wird CUBIS® II von Sartorius zu einem voll integrierten OMNIS Gerät. Von der Erfüllung der Anforderungen im regulierten Umfeld bis zur Prozessintegration und Netzwerkanbindung – die High-End-Analysenwaage von Sartorius punktet in OMNIS mit überragender Leistung und höchstem Komfort.



Datensicherheit und -integrität

CUBIS® II übergibt nicht nur die benötigten Messwerte, sondern auch die kompletten Metadaten zu jeder Ein- bzw. Rückwaage direkt an OMNIS. Im Netzwerk gewährleistet der verschlüsselte Datenaustausch, dass die Anforderungen an Datenintegrität und Datensicherheit zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden.

Zentrale Anwenderverwaltung

Das User-Management für die Sartorius Analysenwaage wird durch OMNIS zentral gesteuert und verifiziert. Der komplette Audit Trail für alle Ereignisse an der Waage wird in OMNIS erfasst. Die Anforderungen an die Compliance (FDA und EudraLex) im regulierten Umfeld werden vollumfänglich erfüllt.

Maximale Effizienz

Ein- bzw. Rückwaagen und sogar das Einwiegen ganzer Probenlisten können direkt von der Waage aus durchgeführt werden – ohne dass Sie OMNIS zuvor starten müssen. Einwäge-Toleranzgrenzen werden auf CUBIS® II grafisch dargestellt. In einem Netzwerk können sich mehrere OMNIS Clients eine CUBIS® II Analysenwaage «teilen».

