

# 900 Touch Control



Nie war Titrieren so einfach


# Mit einem «Touch» titrieren

02

Leistungsstark wie ein PC, kleiner als ein Notebook und ein brillantes Farbdisplay – das ist der 900 Touch Control. Dieses neue Bedienmodul macht die Titration im Routinebetrieb einfacher, sicherer und schneller als je zuvor. Das sind die wichtigsten Funktionen und die Vorteile:

- **Methoden-Schnellstart**

Verknüpfen Sie bis zu 14 Methoden mit einem Favoriten-Icon auf dem Start-Bildschirm. Ihre Standardmethoden sind sofort präsent und starten mit einer einzigen Berührung des Touchscreens. Einfacher geht nicht.



- **USB-Schnittstelle**

USB-Schnittstelle für Anschluss eines lokalen Druckers, einer Tastatur oder einer Maus. Methoden und Bestimmungsdaten können Sie direkt auf einem USB Memory Stick ablegen und bei Bedarf wieder in den 900 Touch Control einlesen.



- **Normkonformität**

Der 900 Touch Control erfüllt die FDA-Verordnung 21 CFR, Part 11. Damit sind Sie bei Audits immer auf der sicheren Seite.

- **Ethernet und LIMS**

Ethernet-Schnittstelle für Zugang zum Intranet. Druck von Reports auf einem Netzwerkdrucker oder Speicherung auf einem Netzwerkspeicher. Methodenarchivierung und Transfer von Bestimmungsdaten direkt in Ihr LIMS.

- **Mehrsprachiger Dialog**

Ni Hao! Neben den Standardsprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch Dialog nun auch in Chinesisch. Weitere Sprachen, darunter Japanisch und Russisch folgen in Kürze.

- **Automatischer Elektrodentest**

Fehlerhafte Elektroden werden sofort erkannt. Die Verlässlichkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer Resultate ist damit garantiert.

- **Autostart**

Probe ins Titrationsgefäß eingespritzt, aber vergessen zuvor die Titration zu starten? Die Messung muss wiederholt werden. Mit dem 900 Touch Control und dem Titrande passiert das nicht mehr. Das Gerät startet die Titration automatisch, sobald Probe zugegeben wird.

- **PDF-Generator**

Ohne PC generieren Sie fälschungssichere PDF-Reports, die Sie direkt ausdrucken, auf einem Netzlaufwerk oder einem USB Memory Stick ablegen können.



# Bestellinformationen

## 900 Touch Control

2.900.0010 900 Touch Control

### Der 900 Touch Control ist kompatibel zu:

- 808, 809, 835, 836, 841, 842, 851, 852, 857, 888, 890, 901, 902, 904, 905, 906, 907 Titrandos
- 846 Dosing Interface
- 856 Conductivity Module
- 867 pH Module
- 814 USB Sample Processor
- 815 Robotic USB Sample Processor
- 815 Robotic Soliprep
- 855 Robotic Titrosampler
- 855 Robotic Analyzers

[www.metrohm.com](http://www.metrohm.com)