



Refractómetro digital de "bolsillo"

PAL-LOOP

Modelo especial de aniversario! NUEVA función de medir continuamente cambiara los métodos tradicionales de medición.

¡Lecturas continuas y fáciles!

Al presionar el botón START, lecturas son tomadas cada segundo.

¡Opción convencional de medición!

2 opciones hechas para satisfacer sus necesidades – seleccione ya sea el nuevo modo de medición continua o el modo convencional.

Método de Medición



Ponga la muestra en el área de muestreo.



Presione el botón START.



El valor de la medida se mostrará en solo 3 segundos. El PAL-LOOP tomara mediciones continuas, mostrando la medicion en valor brix cada segundo.



Características

- 2 modos de medición
- Calibración con agua solamente
- El tiempo de medición es solo 3 segundos
- Resistente al agua (IP65)
- Ligero y compacto, 100g
- Ergonómicamente diseñado para una fácil operación
- Estuche de protección
- Compensación Automática de Temperatura (ATC)
- Diseñado para utilizar su cinta preferida y transportarlo fácilmente



Puede ser lavado bajo el agua del grifo

TAMAÑO REAL

Especificaciones

Modo de medición	: ① RRegular (una medición) ② Continua (mide y muestra repetidamente)
Rango de medida	: Brix 0.0 a 85.0% Temperatura 9.0 a 99.9°C
Resolución	: Brix 0.1% Temperatura 0.1°C
Precisión	: Brix ±0.2% Temperatura ±1°C
Temperatura ambiente	: 10 a 40°C
Temperatura de medida	: 10 a 75°C (Compensación Automática de Temperatura)
Volumen de la muestra	: 0.3ml o mas
Tiempo de medición	: 3 segundos
Fuente de poder	: 2×Baterías tipo AAA
Vida de la batería	: Aprox 11,000 medidas (Usando una nueva batería alcalina)
Clase de Protección Internacional	: IP65 Resistente al agua
Dimensión y Peso	: 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g

Todos los refractómetros ATAGO son diseñados y fabricados en Japón.

CE HACCP GMP GLP Todos los productos ATAGO cumplen con los estándares HACCP, GMP y GLP

ATAGO CO.,LTD.

Headquarters: The Front Tower Shiba Koen, 23rd Floor
2-6-3 Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japan
TEL : 81-3-3431-1943 FAX : 81-3-3431-1945
overseas@atago.net http://www.atago.net/

ATAGO U.S.A., Inc.
TEL : 1-425-637-2107 customerservice@atago-usa.com

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.
TEL : 91-22-2833-8038 / 8076 customerservice@atago-india.com

ATAGO (THAILAND) Co., Ltd.
TEL : 662-982-8718-9 customerservice@atago-thailand.com

ATAGO BRASIL Ltda.
TEL : 55 16 3916-6000 customerservice@atago-brasil.com

ATAGO ITALIA s.r.l.
TEL : 39 2 36557267 customerservice@atago-italia.com

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.
TEL : 86 20-38106065 info@atago-china.com



* La apariencia y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso