



Unser neuer Probensammler

FRL 6/7/854

mit einer kleineren Stellfläche
für zusätzlichen Platz im Labor



ERWEKA

ERWEKAs kompakter FRL 6/7/854

Der FRL 6/7/854 kombiniert eine platzsparende Stellfläche mit allen bekannten Funktionen aus der großen FRL-Generation. Die Standbeine wurden nach innen versetzt, sodass der verkürzte FRL auch quer sicher auf dem Labortisch stehen kann. Er kann mit 6, 7 oder 8 Kanälen verwendet und je nach Anwendung mit unterschiedlichen Racks für verschiedene Reagenzgläser oder HPLC vials ausgestattet werden.

Highlights

- 6,5 cm kürzer und 5 cm niedriger als die Vorgänger-Serie, was bei einer Querstellung um 90° für 25 cm Platzersparnis sorgt
- Funktioniert mit IPC- und PVP-Pumpe
- Verringerter Beinabstand für mehr Stabilität auf Labortischen
- Einfache Reinigung und Zugang zu Probengefäßen
- Bis zu 26 Reihen für Langzeitfreisetzung
- Spezieller Modus für schäumende Proben
- Automatische Spülroutine zwischen Entnahmeintervallen
- Verschiedene FRL Racks verfügbar (austauschbar mit den Racks aus der FRL x24 Serie)

Technische Daten

Kanäle	6, 7 oder 8
Max. Kapazität (nicht für 25 ml Reagenzgläser)	26 Probenintervalle
Ventile	Integrierte 3 Wege Ventile
FRL Racks	26x8 / 1,5 ml HPLC Vials 26x8 / 4,0 ml HPLC Vials 26x8 / 10 ml Reagenzgläser 18x8 / 25 ml Reagenzgläser
Gewicht	25 kg
Maße: Breite/Tiefe/Höhe	700 mm / 515 mm / 585 mm
Spannung ± 10 %	115 - 250 VAC; 50/60 Hz



ERWEKA GmbH

Pittlerstr. 45
63225 Langen
Deutschland

E-Mail: sales@erweka.com
Telefon: +49 6103 92426-200
Fax: +49 6103 92426-999

Die Produktspezifikationen sind ohne Gewähr und können ohne vorherige Vorankündigung geändert werden. v.1.2.4.19

ERWEKA